

04/11/2021 9:13:36



I HU

Leírás és tervezett alkalmazás:

Puha, a test formájához 100%-osan alkalmazkodó anyagból készültek. Célszerűek, könnyűek és kényelmesek. Enyhé nyomást gyakorolnak, amely enyhé vagy mérsékelt fájdalom, hosszú kezelés esetén, illetve az ágyéki területet megerősítő tevékenységek során megelőzéséknél hasznos.

Javallatok:
PRS600 - PRS601: Ágyéki fájdalom. Az ágyéki terület hőt igénylő fájdalomai esetén. Ágyéki támasz műtét és/vagy szülés utáni időszak.
PRS606: Enyhé vagy mérsékelt lumbágó. Ágyéki támasz műtét és/vagy szülés utáni időszakra. Izomgyengeség. Degeneratív folyamatok.
PRS607: Lekkie vagy mérsékelt lumbágó. Enyhé sérülések után. Megelőző célú alkalmazás az ágyéki gerincet megerősítő szakmai vagy sporttevékenységek során.

Óvintézkedések:

- Az ortézis használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdése merül fel, keresse fel orvosát vagy a intézményt, ahol az eszközt vásárolta.
- Mindig tartsa be az általános használati utasításokat és kezelőorvosa külön utasításait.
- Az ortézis felírására és használatának utánkövetésére az orvos jogosult, és a kezelés időtartamáról is ő dönt.
- Ha bármilyen mellékhatást, bőrreakciót vagy szenzibilizációt észlel, erről azonnal tájékoztassa orvosát.
- Az orvosnak figyelembe kell venni a helyi használatú krémek esetleges használatát az ortézis használatá mellett.
- A nyomással történő támasztás területein a bőr nem lehet sérült, sem túlsúlyos.
- Bár az ortézis nem egyszeri használatra való, csak egy páciens használhatja. Más pácienseken használni nem szabad.
- Ajánlott, hogy az ortézis első felhelyezését szakképzett személy (orvos, ortopédiai technikus stb.) végezze vagy vizsgálja felül.
- Az ortézis megfelelő használatá függ az alkotóelemeinek állapotától, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell. A páciens kezelését nyomon követő egészségügyi dolgozó a páciens részére jelezheti a termék alkalmasságát vagy javasolhatja annak lecserélését, ha a termék megromlott vagy elkopott.
- A működőképesség megőrzése érdekében ajánlott ügyelni a tépőzár gyors záróelemeinek tisztaságára, és a tépőzárhoz tapadt anyagokat célszerű eltávolítani.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket és ügyeljen a megfelelő személyi higiénia-ra.
- Fürdéshez, zuhanyzáshoz, stb. vegye le az ortézist.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az eszközzel.

Utasítások a helyes felhelyezésre vonatkozóan:
PRS600: Húzza át az övet a lábféln az (A ábra) szerint, majd addig húzza felfelé, amíg kb. 5-7 cm-rel a farizom alsó vonala fölé nem kerül (B ábra).

PRS601: Helyezze az övet a hátán közepre a (C ábra) szerint, oly módon, hogy az kb. 5-7 cm-rel a farizom alsó vonala fölé kerüljön, majd a tépőzárral rögzítse (D ábra).
PRS606: Az övet úgy helyezze el, hogy a merevített középén, a gerinc két oldalán legyenek az (E ábra) szerint, az öv pedig kb. 5-7 cm-rel a farizom alsó vonala fölé kerüljön, majd a tépőzárral rögzítse (F1 - F2 ábra).
PRS607: Az övet úgy helyezze el, hogy a merevített a hátán középén legyenek a (G ábra) szerint, az öv pedig kb. 5-7 cm-rel a farizom alsó vonala fölé kerüljön, majd a tépőzárral rögzítse (H1 - H2 ábra).

A termék karbantartása - Mossási utasítások:

Kézzel mossa. Hypót ne használjon. Szárítógéppben ne szárítsa. Ne vasalja. Tépőzárás óvkekel: Az ortézis mosása előtt a tépőzárakat csatlózza be.

Megjegyzés: A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és az illetékes hatóságnak abban a tagállamban, ahol a felhasználó és/vagy a páciens él.

NL

Beschrijving en bedoeld gebruik:

Vervaardigd uit een zacht materiaal dat zich 100% aan het lichaam aanpast. Handig, licht en comfortabel. De steunband oefent een lichte druk uit die nuttig is bij lichte tot matige rugpijn bij langdurige behandelingen of als preventie bij activiteiten waarbij de onderrug wordt belast.

Indicaties:
PRS600 - PRS601: Rugpijn. Rugklachten die warmte nodig hebben. Rugband te gebruiken voor ondersteuning na een operatie en/of bevalling
PRS606: Lichte of matige rugpijn. Rugband te gebruiken voor ondersteuning na een operatie en/of bevalling
Zwakken spieren. Degeneratieve processen.
PRS607: Lekkie of matige rugpijn. Lichte traumagevallen. Preventief gebruik bij werkomstandigheden of sporten die de onderrug extra kunnen belasten.

Waarstudekens:

- Lees zorgvuldig deze instructies voordat u de orthese gebruikt. Raadpleeg bij vragen uw arts of de winkel waar u het product gekocht hebt.
- Volg altijd de algemene gebruiksinstructies en de instructies van uw zorgverlener.
- De zorgverlener dient een persoon te zijn die bevoegd is om een behandeling en de duur ervan te bepalen, voor te schrijven en op te volgen.
- Als u een nenvenwerking of een huidaandoening of -irritatie opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw zorgverlener.
- De zorgverlener moet rekening houden met het mogelijke gebruik van crèmes in combinatie met de orthese.
- In de zones waar de orthese op de huid drukt, mag de huid geen wonden vertonen of overgevoelig zijn.
- De orthese is niet bedoeld voor eenmalig gebruik maar wel voor één enkele patiënt. Gebruik de orthese nooit op andere patiënten.
- Het wordt aanbevolen om minstens bij het eerste gebruik de orthese door een gekwalificeerde persoon te laten plaatsen (arts, orthopedist, enz.) of onder toezicht.
- De efficiëntie van de orthese hangt af van de toestand van de onderdelen; controleer ze daarom regelmatig. Wanneer de orthese versleten of in slechte toestand is, zal de zorgverlener die de behandeling van de patiënt opvolgt beslissen of het product al dan niet moet worden vervangen.
- Om de werking van het klittenband te behouden, is het raadzaam om het klittenband schoon te houden en alle aanwezige materiaal te verwijderen.
- Maak regelmatig de orthese schoon en volg goede hygiënische praktijken.
- Verwijder de orthese voordat u een bad of douche neemt.
- Laat kinderen niet met de orthese spelen.

Instructies voor een correcte plaatsing:

PRS600: Haal de rugband door de voeten heen naar boven zoals aangetoond op (afb. A) tot ongeveer 5 à 7 cm boven de bilspleet, daarna met het klittenband afsluiten (afb. D).

PRS601: Plaats de steunband om de rug heen zoals aangetoond op (afb. C) tot ongeveer 5 à 7 cm boven de bilspleet, daarna met het klittenband afsluiten (afb. D ábra).
PRS606: Plaats de steunband om de rug heen met de baleinen aan elke kant van de wervelkolom zoals aangetoond op (afb. E) tot ongeveer 5 à 7 cm boven de bilspleet, daarna met het klittenband afsluiten (afb. F1 - F2).
PRS607: Plaats de steunband om de rug heen met de baleinen in het midden zoals aangetoond op (afb. G) tot ongeveer 5 à 7 cm boven de bilspleet, daarna met het klittenband afsluiten (afb. H1 - H2).

Onderhoud van het product wasinstructies:

Miet de hand wasen. Geen bleekwater gebruiken. Niet drogen in trommeldroger. Niet strijken. Steunbanden met klittenband: Sluit het klittenband voordat u de orthese wast.

Opmerking: Ernstige bijzonderheden in verband met het gebruik van het product moeten worden vermeld aan de fabrikant en de bevoegde raad van het lidstaat waar de gebruiker y/of patiënt verblijft.

PL

Opis i przewidziane zastosowanie:

Wyprodukowane z miękkiego materiału, który w 100% dopasowuje się do ciała. Wygodne, lekkie i komfortowe. Zapewniają łagodny ucisk, który jest korzystny w przypadku lekkich lub umiarkowanych dolegliwości bólowych, długoterminowego leczenia, bądź profilaktycznego stosowania przy wykonywaniu czynności związanych z wysiłkiem fizycznym obciążającym okolice lędźwiową.

Wskazania:
PRS600 - PRS601: Ból lędźwiowy. Poczucie dyskomfortu w okolicy lędźwiowej, wymagające jej nagrzewania. Stabilizacja lędźwiowa w rekonescencji pooperacyjnej i/lub po porodzie.
PRS606: Lekkie lub umiarkowane dolegliwości w okolicy lędźwiowej. Stabilizacja lędźwiowa w rekonescencji pooperacyjnej i po porodzie. Osłabienie mięśni. Zmiany zwyrodnieniowe.
PRS607: Lekkie lub umiarkowane dolegliwości w okolicy lędźwiowej. Leczenie lekkich urazów. Profilaktyczne stosowanie podczas uprawiania sportu lub wykonywania czynności zawodowych, wymagających wysiłku fizycznego, który obciąża okolice lędźwiową.

Zalecenia:

- Przed przystąpieniem do jej użytkowania nale y uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować się z lekarzem lub punktem sprzedaży, w którym nabyto produkt.
- Wskazania lekarza specjalisty oraz ogólne zalecenia dotyczące ortezy i jej użytkowania powinny być zawsze przestrzegane.
- Decyzję w sprawie zlecenia i czasu stosowania ortezy oraz oceny postępów leczenia podejmuje lekarz.
- W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, zmian skórnych lub reakcji uczule-niowych należy zgłosić je lekarzowi.
- Istotne jest wykluczenie przez lekarza możliwości używania kremów przeznaczonych do stosowania miejscowego podczas korzystania z ortezy.
- Skóra nie powinna być uszkodzona ani nadrażniawa w miejscach podparcia narażonych na nacisk.
- Jest ona przeznaczona wyłącznie dla jednej osoby i nie powinna być ponownie stosowa-na w odniesieniu do innych pacjentów.
- Wskazane jest, aby przynajmniej po raz pierwszy założenie ortezy wykonane zostało przez wykwalifikowaną personel (lekarza, technika ortopedycznego itp.) lub pod jego nadzorem.
- Należy systematycznie sprawdzać, w jakim stanie znajdują się wchodzące w skład ortezy elementy, od nich bowiem zależy jej prawidłowe działanie. Kontrolując postęp leczenia personel medyczny może poinformować pacjenta, że stosowany przez niego produkt znajduje się w niezłym stanie lub wskazana jest jego wymiana ze względu na ewentualne uszkodzenie lub zużycie.
- Zalecane jest także utrzymywanie zapięć na rzepy Velcro w należytym czystości, zapewniając ich odpowiednie działanie, co wymaga usuwania wszelkiego rodzaju przyczepionych do nich zanieczyszczeń.
- Należy regularnie czyścić ortęz i dbać o właściwą higienę osobistą.
- Niedopuszczalne jest stosowanie ortezy podczas kąpieli, pod prysznicem, itp.
- W żadnym wypadku nie powinny się nią bawić dzieci.

Zalecenia dotyczące prawidłowego dopasowania:

PRS600: Założyć pas, wciągając go przez nogi w ukazany sposób (rys.A) aż do wysokości ok. 5-7 cm powyżej początku brzduy pośladkowej (rys. B).
PRS601: Założyć pas, umieszczając go centralnie w stosunku do pleców w ukazany sposób (rys. C) ok. 5-7 cm powyżej początku brzduy pośladkowej i zapiąć przy użyciu rzepów (rys. D).
PRS606: Założyć pas z fiszbinami ustawionymi symetrycznie po obu stronach kręgosłupa w ukazany sposób (rys. E) ok. 5-7 cm powyżej początku brzduy pośladkowej i zapiąć go przy użyciu rzepów (rys. F1 - F2).
PRS607: Założyć pas z fiszbinami ustawionymi centralnie na plecach w ukazany sposób (rys. G) ok. 5-7 cm powyżej początku brzduy pośladkowej i zapiąć go przy użyciu rzepów (rys. H1 - H2).

Pielęgnacja ortezy - zalecenia dotyczące czyszczenia:

Prać ręcznie. Nie stosować wybielacza. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie prasować. Pasy z zapięciami na rzepy: Przed praniem należy zapiąć wszystkie rzepy.

Uwaga: O wszelkich poważnych zdarzeniach związanych z produktami należy poinformować producenta i stosowny organ państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.

PT

Descrição e utilização prevista:

Fabricadas com um material macio, que se adapta totalmente ao corpo. Cómodas, leves e confortáveis. Exercem uma compressão leve e útil para dores leves ou moderadas, para tratamentos prolongados ou para prevenção em atividades que envolvam um esforço na zona lombar.

Indicações:

PRS600 - PRS601: Dor lombar. Indisposições na zona lombar que necessitem de calor. Stótte til korysryggen etter operasjon og/eller p  r-partu.
PRS606: Lumbalgias ligeiras ou moderadas. Suporte lombar para p  s-operat  rio e p  s-partu. Fr  squel muscular. Processos degenerativos.
PRS607: Lumbalgias ligeiras ou moderadas. P  s-traumatismos leves. Utiliza  o preventiva em caso de atividades profissionais ou desportivas que impliquem esfor  o na zona lombar.

Precau  es:

- Leia atentamente estas instru  es antes de utilizar a ort  tese. Se tiver alguma d  vida, consulte o seu m  dico ou o estabelecimento onde tiver adquirido o produto.
- Deve respeitar sempre as instru  es de utiliza  o gerais e as indica  es particula-res do m  dico.
- O m  dico   a pessoa qualificada para prescrever e determinar a dura  o do trata-mento, bem como para realizar o seu acompanhamento.
- Se detetar algum efeito secund  rio, afe  o cut  nea ou sensibilidade, deve comunic  -los imediatamente ao m  dico.
- O m  dico deve considerar a eventual utiliza  o de cremes t  picos, juntamente com a ort  tese.
- Nas zonas de apoio com press  o, a pele n  o deve estar lesionada nem ser hipers-ens  vel.
- Apesar de a ort  tese n  o ser de utiliza  o  nica, destina-se a um  nico doente.
- N  o reutilizar noutros doentes.
- A utiliza  o correta das ort  ses depende do estado dos seus componentes, pelo que devem ser inspecionadas periodicamente. O pessoal de sa  de que acom-panhar o tratamento do doente pode indic  -lhe a idoneidade do produto ou a conveni  ncia da sua substitui  o, se  stiver deteriorado ou gasto.
- Deve limpar cuidadosamente os fechos r  pulos de velcro para manterem a funcio-nalidade, eliminando os materiais que possam ter aderido ao mesmo.
- Limpe periodicamente o produto e mant  nha uma correta higiene pessoal.
- N  o use a ort  tese durante o banho, ducha, etc.
- N  o deixe que as crian  as brinquem com este dispositivo.

Instru  es para uma correta coloca  o:

PRS600: Introdu  r a faixa pelos p  s como mostra a (fig. A) e subir at   a colocar de 5 cm sobre o n  vel da bacia sobre o in  cio da prega gl  tea (fig. B).
PRS601: Colocar a faixa centrando-a nas costas, como mostra a (fig. C), posicionando-a de 5 cm a 7 cm aproximadamente sobre o in  cio da prega gl  tea e apertar com a ajuda do Velcro (fig. D)
PRS606: Colocar a faixa centrando as baleias em ambos os lados da coluna vertebral como mostra a (fig. E), posicionando-a de 5 cm a 7 cm aproximadamente sobre o in  cio da prega gl  tea e apertar com a ajuda do Velcro (fig. F1 - F2)
PRS607: Colocar a faixa centrando as baleias nas costas, como mostra a (fig. G), posicionando-a de 5 cm a 7 cm aproximadamente sobre o in  cio da prega gl  tea e apertar com a ajuda do Velcro (fig. H1 - H2)

Manuten  o do produto - Instru  es de lavagem:

Lavar    m  o. N  o usar l  xivia. N  o secar na m  quina de secar roupa. N  o passar a ferro. Faixas com fechos de Velcro: Apertar todos os Velcros antes de lavar o produto.

Nota: Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e   autoridade competente do Estado-membro no qual se encontrem o utilizador e/ou o paciente.

RO

Descriere si utilizarea prev  z  t  :

Sunt fabricate dintr-un material m  tos, care se muleaz   100% pe corp. Comode, uşoare si confortabile. Exercit   o compresie uşoară, care amelioreaz   durerile uşoare sau moderate si sunt indicate pentru tratamente pe termen lung sau prevenire in timpul activit  ilor care implic   efort in zona lombar  .

Indica  i:

PRS600 - PRS601: Dureri lombare. Nepl  ceri in zona lombar  , care necesit   aplicarea de c  ldur  . Suport lombar postoperatoriu si/sau dup   naştere.
PRS606: Lumbalgii uşoare sau moderate. Suport lombar postoperatoriu si/sau dup   naştere. Debilitate muscular  . Procese degenerative.
PRS607: Lumbalgii uşoare sau moderate. Posttraumatisme uşoare. Prevenire in timpul activit  ilor profesionale sau sportive care implic   efort in zona lombar  .

Precau  i:

-   ti   cu aten  ie prezentele instruc  iuni  nainte de folosirea ortezei. Pentru orice nel  murire consulta  i medicul sau personalul din magazinul de la care a  i cump  rat-o.
- Trebuie respectate  ntotdeauna instruc  iunile de utilizare generale si indica  iile personale date de medic.
- Tratamentul poate fi prescris numai de un doctor, care va stabili durata acestuia si controalele necesare.
- Da   se observ   vreun efect secundar, reac  i ale pielii sau sensibilizare, anun  a  i imediat medicul.
- Medicul trebuie s     in   cont de posibila utilizare a cremelor topice  mpreună cu orteza.
- Pielea nu trebuie s   aib   leziuni sau s   fie hipersensibil   in zonele de sprijin cu presiune.
- Deci orteza nu este de unic   folosin  , este destinat   unei singure persoane. A nu se folosi pentru al  i pacien  i.
- Se recomand   ca orteza s   fie pozi  ionat   de c  tre personal calificat cel pu  in prima dat   (medic, ortoped etc) sau sub supravegherea acestuia.
- Buna folosire a ortezei depinde de starea componentelor acesteia, de aceea tre-bebini verificat   periodic. Personalul sanitar care se ocup   cu controlul pacientului   i poate indica acestuia dac   produsul este in bun   stare sau trebuie  nlocuit,  n cazul deterior  rii sau uz  rii.
- Se recomand   cur  ţarea sistemului de  nchidere rapid   cu ariele (velcro) pentru p  strarea propriet  ţilor de  nchidere,  ndept  r  m materiale r  mase lipite de acesta.
- Cur  ţat   periodic produsul si men  ine  i igiena personal  .
- A nu se purta orteza in baie, sub dus, etc.
- A nu se l  sa la  ndem  na copiilor.

Instruc  iuni pentru aplicarea corect  :

PRS600: Introduce  i p  cioarele  n centur  , a  a cum se arat   in (Fig. A) si ridica  i-o pentru a o pozi  iona la aproximativ 5 - 7 cm deasupra  nceputului piuluii fesier (Fig.B).
PRS601: Pozi  iona  i centura centr  t   pe spate, a  a cum se arat   in (Fig. C), la aproximativ 5 - 7 cm deasupra  nceputului piuluii fesier si  nchide  i-o cu ariciul (Fig. D).
PRS606: Pozi  iona  i centura astfel  nc  t balelene s   fie simetrice fa   de coloana vertebral  , a  a cum se arat   in (Fig. E) si iar centura s   se afle la aproximativ 5 - 7 cm deasupra  nceputului piuluii fesier si  nchide  i-o cu ajutorul ariciului (Fig. F1 - F2).
PRS607: Pozi  iona  i centura centr  t   pe spate, a  a cum se arat   in (Fig. G), la aproximativ 5 - 7 cm deasupra  nceputului piuluii fesier si  nchide  i-o cu ariciul (Fig. H1 - H2).

 ntre  inerea produsului - instruc  iuni de sp  lare:

Sp  la  i cu m  n  . Nu folosi  i  nchietori. Nu usca  i  n usc  tor. Nu c  lca  i. Burtiere cu arici (velcro):  nchide  i to  i aricii  nainte de a sp  la produsul.

Not  : Orice incident grav  n leg  tur   cu produsul trebuie comunicat produc  torului si autorit   ii na  ionale competente din  ara membr   a CE  n care   i a ur  nredina  a utilizatorii si pacientul.

RU

Описание и предполагаемое использование:

Изготовлены из мягкого материала, который на 100% адаптируется к телу. Удобные, легкие и комфортные. Оказывают легкое давление, которое облегчает легкую или умеренную боль в нижней части спины при продолжительном процессе лечения, или для профилактики при движениях, требующих напряжения мышц в поясничной области.

Показания:

PRS600 - PRS601: Боль в поясничной области. Дискомфорт в поясничной области, требующий тепла. Поддержка поясницы в послеоперационном и / или послеродовом периоде.
PRS606: Боли в спине небольшой или средней тяжести. Поддержка поясницы в послеоперационном и послеродовом периоде Мышечная слабость. Дегенеративные процессы.
PRS607: Боли в спине небольшой или средней тяжести. Посттравматические боли небольшой тяжести. Профилактическое применение во время работы или занятий спортом, требующих напряжения мышц в поясничной области.

Меры предосторожности:

- Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием ортезы. В случае сомнений обратитесь к врачу или в магазин, где вы приобрели изделие.
- Необходимо всегда следовать общим инструкциям для пользования и особым указаниям, предписанным врачом.
- Вран является специалистом, который назначает и определяет продолжительность лечения, как и наблюдение за ним.
- Если вы заметили какие-либо побочные эффекты, повреждение кожи или потерю чувствительности, то об этом следует немедленно сообщить врачу.
- Вран должен принимать в расчет возможное использование пациентом кремов наружного действия при ношении ортезы.
- В местах опорного давления не должно наблюдаться повышенной чувствительности кожи или ее повреждений.
- Несмотря на то, что ортез не является продуктом одноразового пользования, он предназначен для одного конкретного пациента. Не применять для других пациентов.
- Ортеза должна использоваться, чтобы по крайней мере первое надевание ортезы выполнялось квалифицированным персоналом (врачом, ортопедом и т. д.), либо под его наблюдением.
- Правильность использования ортезы зависит от состояния формирующих его элементов, поэтому его необходимо регулярно проверять. Медицинский персонал, который контролирует состояние пациента, может определить пригодность изделия или указать на необходимость его замены, если ортез поврежден или изношен.
- Рекомендуется следить за чистотой застежек-липучек «Велькро», чтобы они сохранили свои качества: удалять налипшие на них материалы.
- Следует регулярно очищать изделие и поддерживать личную гигиену.
- Снимать ортез на время принятия ванны или душа.
- Не позволять детям играть с этим устройством.

Инструкции для правильного надевания:

PRS600: Продвиньте бандаж через ноги, как показано на Рис. А, и поднимайте его вдоль тела, пока он не окажется примерно на 5-7 см выше начала ягодичной складки (Рис. В).
PRS601: Расположите бандаж, центрируя его на спине, как показано на Рис. С, на расстоянии примерно 5-7 см выше начала ягодичной складки, и застегните с помощью застежки-липучки «Велькро» (Рис. D).
PRS606: Расположите бандаж, центрируя ребра жесткости с обеих сторон позвоночника, как показано на Рис. Е, на расстоянии примерно 5-7 см выше начала ягодичной складки, и застегните с помощью застежки-липучки «Велькро» (Рис. F1 - F2).
PRS607: Расположите бандаж, центрируя ребра жесткости на спине, как показано на Рис. G, на расстоянии примерно 5-7 см выше начала ягодичной складки, и застегните с помощью застежки-липучки «Велькро» (Рис. H1 - H2).

Уход за изделием - инструкции по мытью:

Стирать вручную. Не использовать отбеливающие средства. Не сушить в сушильной машине. Не утюжить. Бандажи с застежкой-липучкой «Велькро»: Перед стиркой изделия следует застегнуть все застежки-липучки «Велькро».

Примечание: О любом серьезном инциденте, связанном с продуктом, необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства-члена, в котором зарегистрированы пользователь и / или пациент.

SK

Opis a   el pou  itia:

TVyroben   z jemn  ho materi  lu, ktor   sa 100 % prisp  sob   telu. Jednoduch  , ľahk   a pohodln  . Vytv  raj   ľahk   kompresiu, ktor   je   i  n   pri men  ích alebo stredne siln  ch bolestiach alebo d  hodobe ľie  be alebo ako prevencia pri   innostiach, ktor   vy  žaduj   nam  hanie bedrovej   sti chrbta.

Indik  cie:

PRS600 - PRS601: Boles   bedrovej   sti chrbta. Ťa  kosti v bedrovej   sti chrbta, ktor   vy  žaduj   teplo. Podpora bedrovej   sti pri pooper  a  n  ch stavoch a/alebo po p  rode.
PRS606: Mierne alebo stredne ťa  ke bolesti chrbta. Podpora bedrovej   sti pri pooper  a  n  ch stavoch a/alebo po p  rode. Svalov   slabos  . Degenerat  vne procesy.
PRS607: Mierne alebo stredne ťa  ke bolesti chrbta. L  hk   posttraumatick   zranenia. Prevent  vne pou  it   v pr  pade pracovn  ch alebo športov  ch   innosti, ktor   vy  žaduj   nam  hanie bedrovej   sti chrbta.

Opatrnosti:

- Pred pou  it  m ort  zy si pozorne pre  itajte tieto pokyny. Ak m  te nejak   ot  zky, pora  te sa so svojim le  karom alebo so zariaden  m, kde ste zdravotn  ku pom  cku zak  pili.
- V  dy dodr  vajte tieto v  sobecn   pokyny na pou  itie a špecifick   indik  cie predp  san   le  karom.
- Lek  r je osoba kvalifikovan   na predpisovanie lie  by, rozhodovanie o jej trvan   a sledovan  .
- Ak spozorujete ak  koľvek vedľaj       inok, podr  dzenie p  k  y alebo precitlivosen  , okam  ite informujte svojho le  ka.
- Lek  r mus   bra   do   vahy mo  n   pou  itie topick  ch kr  mov spolu s pou  it  m ort  zy.
- V oblastiach s tlakovou podporou nesmie by   ko   po  kodn   alebo precitliv  n  .
- Hoci ort  za nie je na jedno pou  itie, je len pre jedn  ho pacienta. In   pacient t  to ort  zu nesm   znovu pou  i  v  t.
- Odporu  ame, aby pr  v nasadenie ort  zy vykonal kvalifikovan   person  l (lek  r, ortopedick   technik atď.) alebo vy sami pod jeho dohľadom.
- Spr  vne pou  ovanie ort  zy z  vis   od stavu prvkov, ktor   ji tvoria, tak  e je potrebn   ich pravidelne monitorova  . Zdravotn  k person  l, ktor   sleduje lie  bu pacienta, m   e pacientovi odporu  it,   i produkt vhodn   alebo je potrebn   ho vymeni  , ak je ort  za po  kodn   alebo opotrebovan  .
- S cieľom zachova   funkcnos   such  ch zipsov, odporu  a sa dba   o ich   istotu a vyh  ba   sa materi  lom, ktor   by sa na ne mohli prilepi  .
- Pravidelne   istite v  robok a udr  vajte spr  vn   osobn   hygienu.
- Pri k  pan  , sprchovan   atď. si ort  zu nedev  ajte.
- Nedov  lte deťom hra   sa s touto zdravotn  ku pom  ckou.

Pokyny pre spr  vne pou  vanie:

PRS600: Umiestnite p  s cez nohy tak, ako je zobrazen   na (obr. A), vytiahnite ho a umiestnite do v  šky pribli  ne 5 a   7 cm nad z  a  kom glute  ln  ho z  hybu (obr. B).
PRS601: Umiestnite p  s na stred chrbta tak, ako je zobrazen   na (obr. C), a umiestnite ho do v  šky pribli  ne 5 a   7 cm nad z  a  kom glute  ln  ho z  hybu a uzavrite pomocou such  ho zipsu (obr. D).
PRS606: Umiestnite p  s tak, aby boli kostice po oboch stran  ch chrbtice, ako je zobrazen   na (obr. E), umiestnite ho pribli  ne 5 a   7 cm nad z  a  kom glute  ln  ho z  hybu a uzavrite pomocou such  ho zipsu (obr. F1 - F2).
PRS607: Umiestnite p  s tak, aby boli kostice uprostred chrbta, ako je zobrazen   na (obr. G), umiestnite ho pribli  ne 5 a   7 cm nad z  a  kom glute  ln  ho z  hybu a uzavrite pomocou such  ho zipsu. (obr. H1 - H2.).

  dr  ba produktu - N  vod   na   istenie:

Perte ru  ne. Nepou  ivate bieliadlo. Neus  a   v bubnovvej su  i  ke. Ne  ehlite. P  sy so zapinanim na such  y zips: Pred pranim zatvorte v  šetky such  e zipsy.

Not  mka: Ak  koľvek v  zna nehoda   is  s   sa v  robkom mus   by   nahl  sen   v v  robkov   a pr  sl  vn  mu org  nu   vensk  ho   tatu, v ktorom pou  ivateľ a/alebo pacient   ije.